

Objektträgerhalter für Mikroskope


Für Plnano® Piezotische



P-545.SH3

- Für Standard-Objektträger 25 mm × 75 mm (1 Zoll × 3 Zoll)
- Zwei integrierte Gewindestifte zur Feinjustierung
- Vier Befestigungsschrauben M2x3 im Lieferumfang

Zeichnungen / Bilder



Opening for Standard Microscope Slide
25mm x 75mm or 1 inch x 3 inch

P-545.SH3, Abmessungen in mm

Bestellinformationen

P-545.SH3

Objektträgerhalter für Plnano® Piezotische