

Power- PIFOC® Mikroskoprevolver- Versteller

HOCHLASTSYSTEM MIT DIREKTER METROLOGIE



P-721KPTZ

- + Feinpositionierung von Objektiven mit Sub-Nanometer- Auflösung
- + Stellwege bis 150 μm
- + ms- Einschwingzeit
- + Minimaler Objektivversatz durch Parallelflexureföhrung
- + Höchste Linearität durch Direktmetrologie mit kapazitiven Sensoren
- + Überlegene Lebensdauer dank PICMA® Piezoaktoren

Spezifikationen

	Belastbarkeit	Stellweg, geregelt	Resonanzfrequenz	Masse
P-721KPTZ	20 N	bis 150 μm	410 Hz (ohne Last)	1,5 kg

Bestellinformation

P-721KPTZ

Power- PIFOC® Mikroskoprevolver- Versteller, 150 μm

Verwandte Produkte

[P-721 PIFOC® Hochpräziser Objektivscanner](#)

[P-725 PIFOC® Objektivscanner mit langem Stellweg](#)

[P-726 PIFOC® Hochlast Objektivscanner](#)

