

Halter für Objektträger

FÜR P-736.ZXN PINANO □ Z- PIEZOSCANNER

P-736.SHO

Bestellinformation

P-736.SHO

Halter für Objektträger für P-736.ZXN Pinano®Z- Piezoscanner für inverse Olympus- Mikroskope mit großer Apertur für Mikrotiterplatten
Sonderausführungen auf Anfrage.

Verwandte Produkte

[P-736 Pinano® Z- Mikroskopiescanner für Mikrotiterplatten](#)


[P-736.PDO Halter für Petrischalen](#)

[P-736.WPO Halter für Mikrotiterplatten](#)

Zeichnungen / Bilder



P-736.SHO,
Abmessungen in mm



P-736.SHO,
Abmessungen in mm